

SURFA'SAFE Premium



Solution détergente désinfectante des surfaces et des dispositifs médicaux

Solution détergente désinfectante

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Application biocide: pour les surfaces générales.

SURFA'SAFE PREMIUM est un produit de nettoyage et de désinfection des surfaces prêt à l'emploi.

Combine une efficacité à large spectre, des temps de contact courts, une excellente compatibilité avec les matériaux (y compris les surfaces sensibles à l'alcool) et les propriétés d'un nettoyant doux.

Ses caractéristiques font de SURFA'SAFE PREMIUM un produit adapté à une large gamme de surfaces dans les établissements de santé et un produit idéal pour les soins intensifs et autres zones à haut risque.

Cela permet aux produits d'être utilisés dans la pratique comme prévu dans vos protocoles, en fournissant les résultats de désinfection et le niveau de conformité obligatoires pour une désinfection efficace afin de limiter la propagation des agents pathogènes.

- Bonnes propriétés moussantes.
- Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant).
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre.



SURFA'SAFE Premium

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Application biocide: pour les surfaces générales.



SURFA'SAFE Premium
750ml Vaporisateur

Caractéristiques du produit

- Nettoie et désinfecte en une seule étape
- Sans alcool, sans parfum et sans colorant
- Antimicrobien à large spectre et temps de contact optimisé
- Distributeur de mousse compact pour limiter la formation d'aérosols et de composants volatiles
- La formule assure la compatibilité avec une large gamme de matériaux, y compris les Polymères (par exemple, le polycarbonate, le plexiglas).
- Mousse dense pour une meilleure adhésion de la surface
- pH 6

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Temps d'action
Bactéricide - selon: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levuricide - selon: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculocide - selon EN 14348*	60 min
Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* conditions de saleté

Informations de commande

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3103760

Domaine d'application

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables. Application biocide: pour les surfaces générales.

Mode d'emploi

Solution prête à l'emploi.

Vaporisez la solution de détergent désinfectant sur un chiffon non tissé et essuyez.

Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations).

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les zones destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.

Veillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place. Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

Ingrédients

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Stockage

Stockage : entre +5°C et +25°C.

Les dispositifs médicaux & biocides sont à utiliser avec précaution.

Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant tout emploi.



DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

CE
0459

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH

Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™