

WIP'ANIOS EXCEL



Solution de nettoyage et de désinfection pour les dispositifs médicaux

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

La combinaison d'une efficacité à large spectre, de temps de contact court et d'une excellente compatibilité avec les matériaux (y compris les surfaces sensibles à l'alcool) et les propriétés d'un nettoyant doux.

Grâce à ses propriétés, WIP'ANIOS EXCEL est adapté à une large variété de surfaces dans les établissements de santé. Il est particulièrement idéal pour les soins intensifs et autres zones à haut risque. Ce produit permet de respecter les protocoles en vigueur, assurant des résultats de désinfection conformes aux exigences nécessaires pour limiter la propagation des pathogènes.

- Formule efficace sans parfum ni colorant
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre
- Lingettes en viscose 100% biodégradables



WIP'ANIOS EXCEL

Solution de nettoyage et de désinfection pour les dispositifs médicaux

Caractéristiques du produit

- Nettoie et désinfecte en une seule étape
- Sans alcool, sans parfum et sans colorant
- Antimicrobien à large spectre et temps de contact court
- La composition garantit une compatibilité avec divers matériaux, y compris les polymères tels que le polycarbonate et le plexiglas
- pH: 6
- Le substrat WIP'ANIOS EXCEL est composé à 100% de viscose

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Temps de contact
Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levuricide - Actif selon: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculocide - Actif selon EN 14348*	60 min
Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* conditions de saleté

Informations de commande

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
WIP'ANIOS EXCEL	6 x 100 lingettes	3135401

Indications

Lingettes prêtes à l'emploi et à action rapide pour nettoyer et désinfecter les surfaces des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Elles sont également utilisées pour essuyer les gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant leur immersion pour nettoyage et désinfection.

Mode d'emploi

Lingettes prêtes à l'emploi.
Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
Ne pas réutiliser la lingette, la désinfection ne pourrait plus être garantie. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux. Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande durée limite d'utilisation après ouverture basée sur EN 16615 : 3 mois.

Ingrédients

La solution d'imprégnation contient : chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS N° 7173-51-5) : 3mg/g, tensioactifs non ioniques, agent chélateur, excipients.

Stockage

Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

Dossier scientifique (efficacité, compatibilité, etc.) disponible sur demande.

Les dispositifs médicaux sont à utiliser avec précaution

Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant tout emploi.



DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL.